

TRANSFORMTM – NIESTANDARDOWY KSZTAŁT STWORZONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Formowalne termicznie łyżki wyciskowe



Szybko i prosto

Łyżka może być formowana przy użyciu gorącej wody w mniej niż 60 sekund przy fotelu



1.



2.



3.



4.

- Oszczędność czasu i pieniędzy
- Pomaga sprostać wyzwaniom klinicznym związanym z pobieraniem wycisków gdzie występuje nietypowa tkanka miękka, kształt kości lub zębów
- Formowanie przy fotelu w mniej niż 60 sekund
- Jednorazowe użycie
- Wygodny dla pacjenta
- Prosty w użyciu - zanurz w gorącej wodzie o temperaturze 70°C na 20 sekund a materiał staje się miękki i plastyczny
- Centralna podkładka umożliwia zastosowanie palca lub narzędzia do nacisku
- Dobre szczeliny retencyjne
- Zintegrowany uchwyt z podkładką pod kciuk

Dostępne w 3 kodowanych kolorystycznie rozmiarach w kształcie uzębienia i bezzębne



Artykuł	Opis	
118201	Transform Tray - Uzębienie - Duża dolna #1	12 szt.
118202	Transform Tray - Uzębienie - Duża górna #2	12 szt.
118203	Transform Tray - Uzębienie - Średnia dolna #3	12 szt.
118204	Transform Tray - Uzębienie - Średnia górna #4	12 szt.
118205	Transform Tray - Uzębienie - Mała dolna #5	12 szt.
118206	Transform Tray - Uzębienie - Mała górna #6	12 szt.
118207	Transform Tray - Bezzębne - Duża dolna #7	12 szt.

Artykuł	Opis	
118208	Transform Tray - Bezzębne - Duża górna #8	12 szt.
118209	Transform Tray - Bezzębne - Średnia dolna #9	12 szt.
118210	Transform Tray - Bezzębne - Średnia górna #10	12 szt.
118211	Transform Tray - Bezzębne - Mała dolna #11	12 szt.
118212	Transform Tray - Bezzębne - Mała górna #12	12 szt.
118213	Transform Tray - Bezzębne - Opakowanie Mix 2 x #7-12	12 szt.
118214	Transform Tray - Uzębienie - Opakowanie Mix 2 x #1-6	12 szt.